

MOBILITÄT

GANZ

EINFACH

ORTHOPÄDIE-
TECHNIK

ottobock.

NEU!

NEUE TECHNIK – JETZT BEI HAMEL.

Das **L300 Go System** wird eingesetzt bei einer Fußheberschwäche, die infolge von Erkrankungen des zentralen Nervensystems auftreten kann.

HAMEL

SANITÄTSHAUS
ORTHOPÄDIE-TECHNIK
ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK
www.hamel-kirchhain.de

SPONTAN SEIN

MIT L300 GO

DEN FUSS MIT ELEKTROSTIMULATION AKTIVIEREN

L300 Go stimuliert die Nerven, die das zentrale Nervensystem nicht mehr ansteuern kann. Dies geschieht bei funktioneller Elektrostimulation durch kleine, elektrische Impulse. Eine Elektrode steuert zwei Stimulationskanäle an. Sie werden einfach mit einer Manschette am Unterschenkel platziert und sorgen dafür, dass die Fußhebung sehr ausbalanciert ist.



VORTEILE L300 GO

- Zuverlässige Fußhebung durch Lernalgorithmus, der sich den Veränderungen der Gangdynamik anpasst
- Durch die 3D-Bewegungserkennung kann das System auch ohne Fußsensor genutzt werden
- Das System kann zum Wiederaufbau der Muskulatur beitragen, Muskelschwund vermeiden oder verzögern, das Bewegungsausmaß von Gelenken erhalten und erweitern sowie die lokale Durchblutung fördern

INDIKATIONEN

- Schlaganfall, Multiple Sklerose, Schädel-Hirn-Trauma
- Inkomplette Querschnittslähmung
- Infantile Zerebralparese
- Allgemeine Fußheberschwäche

Sanitätshaus Hamel

35274 Kirchhain
Borngasse 3–5
Telefon: 06422 2434

35260 Stadtallendorf
Marktstraße 1
Telefon: 06428 40972

info@hamel-kirchhain.de

HAMEL

 SANITÄTSHAUS
ORTHOPÄDIE-TECHNIK
ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK
www.hamel-kirchhain.de